

不穩による 頭の動きをしっかりと固定 お手製固定具



横浜新都市脳神経外科病院

齋藤 誠 森本将史

問い合わせ先 : shintoshi_mako@yahoo.co.jp



参考: 下腿DSA撮影における体動防止固定具の開発

昭和大学藤が丘病院放射線部 安田光慶 加藤京一 他

Received August 12, 2009; Revision accepted November 26, 2009; Code No. 252

血栓回収術 頭の固定具 手作りアイデア商品！

100円ショップ 衣類圧縮袋 & 発泡スチロールビーズ 吸引型 頭の形に固定



固定が簡単
早い

材料費 安い
200円

頭の形に
しっかりガード



先端にガーゼを巻いたチューブを挿入し、グルーガンで固定



頭を乗せて、空気を抜くだけ！

3秒で準備可能

不穩の患者さんに有効

ポイント：吸引器で持続吸引 嘔吐の際にはすぐに脱着可能 よって、吸引器は使用可能

手技の安全性・スムーズ化向上



作成費はたったの

¥200

嘔吐で汚れても、ビニールだから拭ける！ 安いから、捨てるでもよし！

